

Pracovní návod

Stanice: OKB

Odběr a příprava vzorku na stanovení hemoglobinu ve stolici kvantitativně

Pacient nemusí před odběrem vzorku držet speciální dietu. Dávejte pozor, abyste neohnuli nebo nezlomili špičku zkumavky.

- Vzorky stolice odeberte do čisté nádoby nebo na čistý odběrový papír. Vzorky nesmí při odběru přijít do styku s vodou v toaletě. Pokud ve vzorku stolice krev přímo uvidíte nebo pokud má pacient průjem, vzorek neodebírejte. Počkejte na další stolici.
- Odšroubujte víčko odběrové zkumavky obsahující tyčinku k odběru vzorku. Vzorek odeberte zabodnutím tyčinky připojené k víčku do tří různých míst ve vzorku stolice.
- Vložte odběrovou tyčinku zpět do odběrové zkumavky a pevně zašroubujte víčko. Popište zkumavku jménem, rodným číslem a popř. číslem pojišťovny.
- Odebraný vzorek stolice skladujte při 2-8 °C a poté co nejdříve v pracovní době doručte spolu se žádankou do laboratoře.

Datum: 1.10.2020

Zpracoval: Mgr. Renata Suchá

Datum: 1.10.2020

Schválil: MUDr. Hana Prokschová