

## Pokyny pro odběr materiálu na střevní parazity

K vyšetření na střevní parazity je možné poslat do mikrobiologické laboratoře stolici a perianální stěr.

Perianální stěr, tj. stěr z okolí konečníku, lepex, Schüffnerova metoda je vyhodnocován mikroskopicky. Standardní parazitologické vyšetření stolice se provádí dvěma metodami (metoda tlustého nátěru dle Kato, Faustova flotační metoda) a je také vyhodnocováno mikroskopicky.

1. Odběr stolice na parazitologické vyšetření se provádí 3x (tj. 3 dny po sobě) – do laboratoře se dodává stolice o velikosti vlašského oříšku v odběrové nádobce za každý den. Odebraný materiál je nutno popsat, uložit v lednici při 4°C a najednou doručit do laboratoře.

2. Stěr z okolí konečníku se provede pomocí průhledné lepexové pásky nalepené na sklíčko (páska nalepená na sklíčko se ze 2/3 odlepí a lepivá část se přitlačí na řitní otvor kolmo na rýhu mezi hýžděmi. Vyšetřovaný před přiložením pásky hýždě od sebe odtáhne, po nalepení je k sobě stlačí na 30 vteřin a opět odtáhne. Páska se opět **pečlivě** přilepí ke sklíčku. Prohlíží se pod mikroskopem, lepící páska by neměla být přilepena se záhyby a bublinami a štítek s identifikací pacienta se nelepí doprostřed sklíčka přes izolepu, odběr by byl znehodnocen.

Pacienti by si neměli před stěrem omývat konečník a výhodné je zaslat více odběrů (několik dnů po sobě), zvyšuje se tak pravděpodobnost záchytu parazita.