

Aktuální informace Oddělení lékařské mikrobiologie Nemocnice Tábor, a.s. uživatelům*Číslo informace / rok: 3/2025*

Dobrý den,

ze zjištění kolegyně na příjmu materiálu OKBH vyplynulo, že u materiálu, který je do nemocnice transportován, jsou obtížně dodržována teplotní doporučení. Proto bychom Vás chtěli požádat o pomoc. Prosíme, aby jste vzorky, která mají být v pokojové teplotě dávali do jednoho sáčku (v tabulce oranžově) a vzorky modré chladničkové do druhého. Usnadní se tím orientace našeho pana řidiče a vzorky budou transportovány dle laboratorních požadavků na preanalytickou fázi vyšetření.

Tento systém balení vzorků je zaveden od 10.2.2025.

DRUH MATERIÁLU	TEPLOTA
VÝTĚRY HCD	PT
VÝTĚR - JINÝ KLINICKÝ MATERIÁL (UCHO, POCHVA, STĚR Z DEFektu....)	PT
MOČ	2-8°C
VÝTĚR Z RECTA	2-8°C
SPUTUM	2-8°C
STOLICE NA PARAZITY	2-8°C
KREV NA SÉROLOGICKÉ VYŠETŘENÍ	2-8°C

PT- pokojová teplota (18 - 25°C)

Dne 5.2.2025 Za kolektiv OLM vrchní laborantka Pavla Oroszki