

Rychlá detekce MO z hemokultur - SEPSITYPER

Vážení kolegové,

rádi bychom Vás informovali o zavedení nové metodiky **SEPSITYPER**, která významně zrychluje diagnostiku **pozitivních** hemokultur. Díky této metodě dokážeme identifikovat bakteriální kmeny již do **15 minut**, což je velkým posunem oproti standardnímu postupu.

Testovací provoz ukázal, že metoda má vysokou výtěžnost - ve více než 90 % případů se podařilo spolehlivě identifikovat bakteriální kmen, a to i přes určitá **omezení metody**, například u růstově náročnějších bakterií či u polymikrobiálních vzorků.

Nově bude při pozitivní hemokultuře VŠ pracovník laboratoře telefonicky informovat ošetřujícího lékaře nejen o výsledku mikroskopie, ale také o identifikaci pomocí metody SEPSITYPER. Tím budou poskytnuty co nejrychlejší podklady pro cílenou léčbu pacienta.

Těší nás, že se nám tuto inovaci podařilo úspěšně zavést do rutinní praxe, a věříme, že její přínos bude znatelný i v každodenní klinické práci.

Zpracovala: Ing. Lucie Bůžková